

Verpleegtas / sporttherapie Elite General 177 -

gymna

Blauw

Art: d511370 | Merk: [ELITE BAGS](#)



Productinformatie

Comfortabele, veelzijdige en lichte medische tas, ideaal voor sporttherapie of thuisverpleegkunde. Het efficiënte design, de gratis meegeleverde handige mini naaldcontainer en het herbruikbare Cold/Hot pack, geven deze tas een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

afmeting:

42(L) x 26(B) x 22(H) cm