

Hydrocollator M-2 incl. 12 standaard packs

gymna

Art: 560236



Productinformatie

Roestvrijstaal verwarmingsapparaat voor warmtecompressen, groot model op wielen. Voor continu gebruik. **SPECIFIEKE KENMERKEN**

- voorzien van een uitneembaar rekje - zodat de Hotpacs rechtop blijven bij het opwarmen - en een afvoerleiding met kraan.
- temperatuur 70 ° C (+/- 10 %).
- oververhittingsbeveiliging.
- vermogen 1.000 W.
- volledige glasvezelisolatie ter voorkoming van warmteverlies
- uitgerust met rubberen rolwielletjes van 8 cm, zeer makkelijk te verrijden.
- geleverd met volgende Hotpacs:
 - 12 x standaard, 25 x 30 cm (er kunnen ook andere afmetingen van Hotpacs in verwarmd worden).