

# AED Heartsine Samaritan PAD 350P defibrillator - ***gymna***

FR

Art: 9223741 | Merk: [HEARTSINE](#)



## Productinformatie

De HEARTSINE PAD AED is een **semi-automatische defibrillator die gesproken en visuele instructies** geeft. U krijgt een signaal wanneer de AED een schok wil afgeven. U drukt zelf op de knop.

De instructies **worden aangepast aan het tempo van de hulpverlener**.

De Heartsine Pad is één van 's werelds meest verkochte AED's.

### KEUZE UIT 2 MODELLEN

- HEARTSINE PAD 350P AED zonder feedback
- HEARTSINE PAD 500P AED met feedback

**OPGELET bij het selecteren van de taal >> de toestellen zijn of in het Nederlands of in het Frans!**

### GESPROKEN EN VISUELE INSTRUCTIES

- **de reanimatie ondersteuning** van elk model Heartsine Pad AED is uitstekend.
- goed te gebruiken in een rumoerige omgeving.

### MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- geschikt voor gebruik door **medisch getrainde / ongetrainde** personen.
- uniek PadPak systeem, **elektroden en batterijen zijn verwerkt in één cassette**.
  - levensduur van de cassette: 4 jaar.
  - ook beschikbaar als kinder-PadPak (art. 9128741).
- metronoom voor **doeltreffend tempo** bij borstcompressie.
- **oplopend energieniveau**, eerste schok 150J, tweede 150J en derde 200J (volwassenen).

#### FEEDBACK TIJDENS DE REANIMATIE

- AED's met feedbackfunctie **meten of de borstcompressies goed worden uitgevoerd**, en geven op basis daarvan aan of u sneller, langzamer of harder moet drukken.
- zo weet u zeker dat de reanimatie goed wordt uitgevoerd en stijgt de overlevingskans van de patiënt.

#### KLAAR VOOR GEBRUIK

- wekelijkse automatische zelftest, **altijd klaar voor gebruik**.
- hoogste bestendigheid tegen water en stof.
- licht en compact, **slechts 1,1 kg**, makkelijk te transporteren door de **meegeleverde tas**.

De defibrillator HEARTSINE PAD AED 's zijn **FDA goedgekeurd**.

**EUROPEES PRODUCT MET 8 JAAR GARANTIE!**