

Elektrode zelfklevend - Qines - 2,5 x 5 cm (4 st)

gymna

Art: 577055 | Merk: [QINES](#)



Productinformatie

De herbruikbare klefelektrodes van Qines zijn hoogwaardige zelfklevende elektrodes voor elektrostimulatie, tens en EMG-biofeedback.

- De elektrode stickers kleeft u rechtstreeks op de huid.
- De klefelektroden zijn latexvrij.
- Passen elektrodekabels met 2 mm uitgang.
- Vier stickerelektroden in 1 verpakking.
- Verkrijgbaar in 4 verschillende formaten.