

Leukoplast elastic vingertop - 44 x 50 mm (50 st)

gymna

Art: 9367101 | Merk: [BSN](#)



Productinformatie

Leukoplast elastic vinger / vingertop zijn flexibele wondpleisters speciaal ontwikkeld voor het verzorgen van kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden op vingers of de vingertoppen.

- **vinger:** extra lange hechtpleister voor een optimale fixatie.
- **vingertop:** vlindervormig, uitstekende aanpassing aan de vingertop, ook geschikt voor tenen.
- sterk hechtend, blijft goed zitten.
- zacht non-woven wondkussen, blijft niet aan de wond plakken.

~~Beide pleisters zijn geschikt voor gebruik op kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden of opjectie wonden zoals ellebogen, knieën~~