

# Duo 200 Wit

***gymna***

Art: 320220 | Merk: GYMNA



## Productinformatie

De Duo 200 is een basisapparaat voor elektrotherapie. De Duo 200 is uitgerust met een zeer intuïtief touchscreen met duidelijke symbolen die gekoppeld zijn aan eenvoudige opdrachten voor elk te ondernemen actie. Een handleiding is overbodig. Het combineren van gebruiksgemak met de meest geavanceerde wetenschappelijke inzichten is ook bij dit apparaat primordiaal. De patiëntentevredenheid blijft echter het uiteindelijke doel. **ALGEMENE KENMERKEN**

- 2-kanaals elektrotherapie.
- beschikbaar in het wit of het zwart.
- touchscreen met instant weergave van de behandeling.
- NIEUW:
  - TENS: de integratie van de laatste TENS protocollen biedt u een waaier van configuraties.
  - spierstimulaties: eenvoudig opstellen van IT-curves, de weergave van de puls sterkte is voor u een extra hulp.
  - weergave elektrodeplaatsing op het scherm.

### SPECIFIEKE KENMERKEN Elektrotherapie

- 2 volledig onafhankelijke kanalen.
- TENS stromen, NMES stromen, interferentie stromen, gelijkgerichte stromen, diadynamische stromen, CC/CV, iontoforese, perineale reëducatie-programma's.
- uitgangsstroom 0-80 mA voor gelijkgerichte stromen, 0-120 mA voor wisselstromen.

Zeer geschikt voor huisbezoeken dankzij een speciaal ontwikkelde draagtas (optie art. 302.955).