

BH i.Nexor dual hometrainer

gymna

Art: 564225 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

De BH i.Nexor Dual is een fietsergometer, geschikt voor thuisgebruik. Een aantal unieke kenmerken maken de keuze voor deze fiets eenvoudig: **SPECIFIEKE KENMERKEN:**

- Robuust frame, geschikt voor gebruikers tot 130 kg.
- Extra comfortabel XXL gelzadel - zitpositie zowel horizontaal als verticaal verstelbaar.
- Inclineerbaar, U-vormig stuur voor optimale zithouding.
- Magnetische weerstand, vlieg wiel equivalent aan 8 kg.
- 24 weerstandsniveaus, in te stellen d.m.v. drukknoppen.
- Hartslagmeting via geïntegreerde sensoren in het stuur of via Bluetooth hartslagmeter (niet meegeleverd).
- Smartphone- of tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- Zelf oprichtende pedalen met voetriempjes.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - monochrome LCD monitor
 - 1 manueel programma
 - 12 preset programma's (profielen)
 - 1 steady watt programma (50 – 280 Watt)
 - 1 vrij programmeerbare user
 - 4 hartslaggestuurde programma's
 - 1 fitnesstest
 - Parameters: snelheid (km/u), tijd, afstand, RPM (toerental/minuut), wattage, hartfrequentie, calorieverbruik.
- i.Concept technologie: deze functie verbindt de hometrainer met fitness apps op uw smartphone of tablet. Hierdoor verandert deze in de monitor van uw toestel: download apps zoals Kinomap,

Fitconsole, Pear, ... en maak er een interactieve training van.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 101 x 55 x 142 cm
- Gewicht: 32 kg
- Max. gebruikersgewicht: 130 kg