

Zelfklevende terugkeerplaat voor Winback (5 st)

gymna

Art: 580544 | Merk: [WINBACK](#)



Productinformatie

Zelfklevende retourplaten vervangen de klassieke neutrale of RET elektrode en geven maximale bewegingsvrijheid bij het mobiliseren en versterken van de spieren van patiënten. De patiënt kan nu worden behandeld in andere posities (op een stoel, staand), dynamisch (stretchen, gymnastiek, enz.) of door de behandeling te combineren met andere revalidatieapparatuur (krachttoestel, loopband, enz.).

- elke elektrode is uniek te gebruiken voor elke patiënt
- herbruikbaar voor 5 tot 6 behandelingen
- verpakt per 5 stuks