

Gymna W-Move Onyx Leg Press

Art: 350361 | Merk: GYMNA

gymna

€ 4.990,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

LEGG PRESS: met Easy-flex start voor de versterking van het volledige been.

Spiergroepen:

- Quadriceps
- Gluteus maximus
- Gastrocnemius
- Tibialis anterior
- Soleus

ALGEMENE KENMERKEN

- Gymna W-Move is een compleet trainingsconcept dat bestaat uit 9 toestellen ter verbetering van de spierkracht, algemene conditie en ter ondersteuning van de figuurtraining.
- de toestellen kunnen apart gekocht worden, maar zijn ook perfect inzetbaar voor circuittraining.
- compact:
 - zelfs in kleinere praktijken kan je reeds op 20 m² een volledig circuit plaatsen
 - eenvoudig in gebruik:
 - hydraulische cylinders zorgen voor een zachte overgang tijdens de weerstandstraining
 - instelbaar op 6 weerstandsniveaus met de makkelijk te bereiken draaiknop

- geen verdere instellingen nodig - ergonomisch design past voor iedereen
 - ideaal voor patiënten en oudere personen
- + compact.
- + intuïtief en eenvoudig in gebruik.
- + veilig.
- niet geschikt voor zware krachttraining.
 - weerstand niet in kg weer te geven.
 - dit toestel heeft geen dubbele functie.

Specificaties

- Afmetingen (l x b x h): 162 x 61 x 126 cm
- Gewicht: 50 kg
- Frame: zwart
- Kussens: premium bekleding, kleur caramel latte