


Qines Qlick beugel quadro maxi - 52 x 52 cm

gymna

Art: 577488.N | Merk: [QINES](#)



Productinformatie

De Qines **Qlick Quadro Maxi beugel** maakt deel uit van het **Qines Qlick opbergsysteem**. Qines is het huismerk van Gymna België.

Het Qines Qlick opbergsysteem is een revolutionair muurprofielensysteem waar u al uw oefenmateriaal overzichtelijk op kwijt kunt. Het opbergsysteem vertrekt van een **basis muurprofiel** (art. 577.485) dat te bevestigen is tegen een **volle muur** en vervolledigd wordt met opbergbeugels/leggers.

Uw oefenmateriaal 'hangt' als het ware aan de muur.
Er blijft niets achter op de vloer. Niemand struikelt er nog over ...

QUADRO MAXI OPBERGBEUGEL

- op het muurprofiel van 105 cm passen 2 Quadro Maxi beugels (ander combinaties zijn mogelijk).
- de **Quadro Maxi beugel** is vooral geschikt om uw **Togu oefenballen** op te bergen.
- u 'klikt' deze beugel(s) gewoon vast op het muurprofiel.

QUADRO MAXI LEGGER

- in de Quadro Maxi beugel past een **houten Quadro Maxi inlegtablet** (art. 577.487) waardoor de beugel een legger wordt.
- voor het opbergen van **handdoeken**, massageproducten, zalven, klein oefenmateriaal, kussens, kleine (massage)apparatuur, anatomische modellen, Airex balance pads, ...

MODULAIR

- alles is apart en per stuk verkrijgbaar.