

AguPunt APS Elektrotherapie naald - 0.3 x 30 mm **gymna** (100 st)

Art: 585580 | Merk:

€ 8,41

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Specificaties

- Exclusieve punt om slijtage van de naald te voorkomen.
- Flexibel en extra lang koploos handvat.
- Speciaal ontworpen smering en polijsting voor verbeterde geleidbaarheid tijdens elektrotherapiebehandelingen.
- Optimale flexibiliteit.
- Zonder geleidebuis.
- 2 verschillende maten.
- Dozen van 100 naalden.