

# Transducer Convex F2-5C - Vinno E35

***gymna***

Art: 568261 | Merk: [VINNO](#)



## Productinformatie

**Transducer voor Vinno E35 echograaf - F2-5C broadband curved array.**

- Gezichtsveld: 59 graden.
- Convexe straal: 60 mm.
- Toepassing: buik, OB/Gyn, urologie, pediatrie.
- Frequentiebereik: 1,6-5,3 MHz.
- Gepulseerde golf (wave) Doppler, kleuren Doppler, power Doppler, harmonische.
- Instelling voor meerdere beeldfrequenties in 2D, harmonische, kleuren Doppler en golf (wave) Dopplermodi.