

# Steunkussen wigvormig groot - desinfecteerbaar - **gymna** Qines

Art: 576915 | Merk: QINES

€ 97,00

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

- schuin oplopend steunkussen voor het positioneren van patiënten in buik- of ruglig.
- kwaliteitsvol kunstleder in PU, te desinfecteren met alcohol of andere gangbare desinfecteermiddelen.
- hoge resistentie tegen veelvuldige wrijving en zweet.
- afgewerkt met een verdoken rits, wat de kans op beschadiging van de tafel tot een minimum herleidt.
- afmetingen: 39 x 40 cm, max. dikte 15 cm.
- kleur graniet.
- made in Belgium