

Fascia pack voor Winback

gymna

Art: 580547



Productinformatie

Met de fascia tools vermenigvuldigt u het resultaat van uw behandeling op zachte weefsels (huid, fascia, pezen of ligamenten) door mechanische behandeling te combineren met de Winback multifrequente stromen (TECAR + Hi-TENS + Hi-EMS).

De fascia tools bestaan in 2 formaten en laten zo toe om alle lichaamszones en het gezicht te behandelen.

De fascia pack bestaat uit:

- 1 fascia pro tool
- 1 fascia mini tool
- 1 connectorkabel (snap connector)
- 2 draagtasjes
- opleiding via Winback Academy
- communicatiekit voor artsen en patiënten