

Clarius L15 - handheld echografietoestel - Lineair MSK - incl. 3j licentie

gymna

Art: 568515 | Merk: CLARIUS

€ 6.334,35

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **CLARIUS L15 HD3** is een 'handheld' toestel ideaal voor **musculoskeletale echografie**. De Clarius L15 tilt draadloze echografie van **oppervlakkige structuren en dieper gelegen structuren** naar een eenzame hoogte.

In combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal** hoogkwalitatieve echografie ter beschikking.

Huisartsen, specialisten, fysiotherapeuten, sportartsen, pedicures - kortom, alle bewegingsspecialisten - zweren bij deze geavanceerde, lichtgewicht en krachtige ultrasound scanner. Hij is van hoge kwaliteit, gebruiksvriendelijk en biedt een **uitzonderlijke beeldkwaliteit**.

In essentie krijgt u de benodigde klinische inzichten van echografie zonder de complexiteit van een uitgebreid systeem.

CLARIUS MEMBERSHIP

De **Clarius Membership** voegt hier nog een extra laag aan toe (optie):

- geavanceerde functies zoals spraakbesturing, doppler, opnamemodus, etc.

- pre-sets die uw functionaliteit vergroten
- beeldopslag
- opleiding in de vorm van een virtuele bijscholing, online trainingen en video's

**Het 3 jarig Clarius Membership is een bundel speciaal ontworpen voor een betere workflow en efficiënter onderzoek.*

SNELLE EN JUISTE DIAGNOSE

- de hoge frequentie (5-15 MHz) en **realtime high-definition beelden van oppervlakkige structuren** zoals spieren, gewrichten, pezen, ligamenten, vaten en kleine zenuwen helpen u bij het stellen van uw diagnose.
 - **pijnloos onderzoek** voor uw patiënten.
 - **gerichtere doorverwijzingen** door betere klinische info.
-

SCHERPE BEELDEN

- het Clarius L15 HD3 echografietoestel verwerkt de beelden tot **8 x sneller**.
 - de octal beamforming ondersteund door geavanceerde hard- en software - zorgen voor een verhoogde framesnelheid en daarmee voor **vloeier en scherpere hoge-resolutie beelden**.
-

GEBRUIKSGEMAK

- **gebruiksvriendelijke app** voor zowel Apple- als Android-apparaten.
-

DRAADLOOS ZAKFORMAAT

- draadloos en toekomstbestendig want **geen poorten, geen kabels**.
 - u hebt de absolute vrijheid om overal echografie toe te passen.
 - de **nieuwste antennetechnologie** is nauwkeurig afgestemd op de meest betrouwbare directe wifi-verbinding met uw mobiele iOS- of Android-apparaten.
 - zijn **kleine formaat en lichte gewicht** maken de Clarius L15 bijzonder geschikt om **mee te nemen**.
 - in combinatie met uw smartphone of tablet hebt u **altijd en overal hoogkwalitatieve echografieter beschikking**.
-

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- frequentie: 5-15 MHz.
- diepte: max. 7 cm.
- batterijduur: 60 min scantijd / oplaadtijd: 90 min.
- afmetingen: 147 x 76 x 32 mm / gewicht: 290 g.