

Vinno 5 echografie-apparaat draagbaar - incl. WiFi **gymna**

Art: 568200 | Merk: [VINNO](#)



Productinformatie

Vinno is een prachtige lijn echografieapparatuur en een 'game changer' in de echografiewereld. Het merk daagt de gevestigde orde uit met betaalbare hoogstaande apparatuur. De echografen van Vinno zijn ontworpen met **veelzijdigheid als uitgangspunt**, ze bieden uitstekende prestaties voor een **breed scala aan medische toepassingen**.

Algemene kenmerken Vinno echografen

- Trendsetende technologie.
- Intuïtief en **gebruiksvriendelijk**.
- **Uniek RF platform** met speciale signaal processingtechnieken voor **betere hoge resolutie beelden**.
- Voorgeprogrammeerde tutorials.
- Onderscheidend design.
- Presets en bediening gepersonaliseerd naar uw wens.

Vinno 5: Licht, intelligent en krachtig

- Compact **laptopmodel** met 15 inch monitor.
- Intuïtieve bediening d.m.v. **8 inch smart touch bedieningspaneel** in combinatie met hardkeys.
- Beeldkwaliteit: basis resolutie, uitstekend voor **standaarddiagnostiek**.
- Basisfunctionaliteit voor **standaard toepassingen**.
- Pure Wave probe technologie voor meer penetratie en hogere dopplersensitiviteit.
- Keuze uit **diverse transducers** (optioneel).
- Handige mogelijkheden voor opslaan, delen en e-learning.
- Afmetingen: (l x b x h) 38,7 x 34 x 0,7 cm - gewicht (zonder batterij) 3,8 kg.

Vinno tutorials

De Vinno echografie-apparaten zijn voorzien van **voorgeprogrammeerde tutorials**.

- Met behulp van deze tutorials leert en onderzoekt u tegelijkertijd. Handig als u start met echo.

- In de vorm van video's met bijbehorend echobeeld loopt u stap voor stap door het onderzoek en de verschillende structuren heen.

Unieke en handige FlyInsono app

Met de FlyInsono app op uw smartphone, tablet of PC **slaat u onbeperkt echobeelden op in de cloud.**

- De beelden zijn altijd en overal beschikbaar.
- U deelt de echobeelden via de app met uw collega's of de verwijzer.
- U kijkt zelfs op afstand live mee naar het echobeeld dat uw collega op dat moment maakt.