

# BH Super Khronos crosstrainer - TFT multimedia - **gymna** zwart

Art: 564322 | Merk: BH

€ 1.899,40

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Crosstrainer/ergometer met lage doorstap, geschikt voor zowel licht professioneel als thuisgebruik. Dankzij de lange paslengte en minimale breedte tussen de voetschalen voelt de beweging heel comfortabel en natuurlijk aan, zonder in te boeten aan intensiteit. Het Touch & Fun Technology multimedia scherm maakt alles zoveel leuker: surfen op internet, Netflix of YouTube filmpjes kijken, social media checken of connecteren met je favoriete trainingsapps. Trainen ging nog nooit zo vlot!

### SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Lage instap en open structuur maakt de crosstrainer makkelijk toegankelijk.
- Magnetische weerstand, inertiesysteem equivalent aan 35 kg.
- 24 weerstandsniveaus, in te stellen via het kleurentouchscreen.
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd).
- Universele smartphone- of tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- Antislip voetschalen, slechts 11 cm afstand tussen beide voetschalen.
- Paslengte van 51 cm zorgt voor een heel comfortabele en natuurlijke beweging.

- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
  - 10" inch kleurentouchscreen, TFT Multimedia
  - Via WiFi toegang tot YouTube, Google, Facebook, ...
  - Bluetooth FTMS: connectie mogelijk met trainingsapps zoals Zwift, Kinomap, of met borstband, smart watch, koptelefoon, ...
  - 1 quick start programma
  - 16 preset programma's (profielen)
  - 1 steady watt programma
  - 5 vrij programmeerbare user programma's
  - 3 hartslaggestuurde programma's
  - 1 fitnesstest
  - HIIT
  - Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), wattage, calorieverbruik, hartslag

#### **TECHNISCHE KENMERKEN:**

- Afmetingen LxBxH : 210 x 74 x 170 cm
- Gewicht: 74 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.