

Blackroll Twister

Art: 577142 | Merk: BLACKROLL

gymna

€ 14,90

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De BLACKROLL TWISTER heeft een speciaal gekromd oppervlak met noppen zodat er doelgericht gestimuleerd kan worden. Na instructies van de therapeut zelfstandig te gebruiken. THERAPEUTISCH EFFECT

- de noppen op het oppervlak zorgen voor maximale bloedcirculatie.
- de ergonomisch convexe vorm maakt zeer gerichte stimulatie mogelijk.
- ideaal voor het behandelen van triggerpoints.
- geschikt voor de borst – en schouderpijnen, pols, nek, elleboog, schouderblad, voorarmen en fascia plantaris.
- combinatie van druk en rotatie maakt fasciale verklevingen los.
- Afhankelijk van de druk beïnvloed je de oppervlakkige of diepgelegen fascia.

GEBRUIK

- door druk toe te dienen en tegelijkertijd te roteren.
- doelgericht gebruiken voor optimale resultaten.

KARAKTERISTIEKEN

- veel grip door de noppen op het oppervlak.
- afmetingen: 7 x 5 cm .
- gewicht: 17 g.
- kleur: zwart.
- geleverd met instructieboekje en oefenvoorbeelden.

MILIEUVRIENDELIJK

- 100 % groen product.
- 100 % recycleerbaar.
- bevat geen chemicaliën of drijfgassen.

KWALITEIT

- 100 % made in Germany.

HYGIËNISCH

- neemt geen water en zweet op.
- makkelijk te reinigen met een vochtige doek en door zijn thermische karakteristieken steriliseerbaar tot een temperatuur van 110°C.