

MoVeS Pols hand trainer weerstand

Art: 576460 | Merk: MOVES

gymna

€ 68,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De MSD manus polstrainer is een apparaat voor het selectief trainen van de flexie-extensiebeweging in de pols. Dankzij de instelbare weerstand kunnen de voorarmspieren progressief worden versterkt na immobilisatie, trauma, operatie, ... maar ook sporters kunnen dit toestel gebruiken om hun polsen te verstevigen. De ergonomische voorarmsteun houdt de pols in de juiste positie. Samen met de zachte handgreep die in 4 posities ingesteld kan worden zorgt dit voor een optimaal gebruikskomfort.