

Tonkey EggBall - oefenbal - 65 cm - grijs

gymna

Art: 585744 | Merk: [TONKEY](#)



Productinformatie

De **Tonkey Eggball** is het ideale hulpmiddel voor iedereen die op een veilige manier en met een **grotere stabiliteit** oefeningen wilt doen. Door de karakteristieke ovale vorm van deze bal zorgt het voor een breder contactoppervlak met de vloer en dus voor meer stabiliteit. Bovendien kunnen twee mensen tegelijkertijd op de Eggball zitten. Het exclusieve gepatenteerd materiaal biedt een **betere grip en voelt ook zacht aan**.

Specificaties

- Anti-burst systeem: in geval van accidentele schade als gevolg van kleine snijwonden of gaatjes, zal de bal langzaam leeglopen en niet ontploffen.
- Kleur: donkergrijs
- Diameter: 65 cm
- Lengte: 95 cm
- Geschikt voor personen van 155 en langer.
- Duurzaam gewicht: 400 kg
- MDR Klasse 1
- Inhoud doos: eggball + ventiel + handleiding met oefeningen