

Knierol desinfecteerbaar - Soft Touch HygienePRO - ***gymna***

donkergrijs

Art: 576783 | Merk: [HYGIENEPRO](#)



Productinformatie

Een stoffen knierol gemakkelijk **desinfecteren** met **hoog ligcomfort?**

Dat kan door de vochtwerende laag aan de binnenkant en de zeer zachte stof aan de buitenkant.

Alle vloeistoffen en vuil worden tegengehouden. Hierdoor is het mogelijk om het kussen zonder probleem met alkoholspray te desinfecteren.

Zweet, massagecrème, bloed, vocht, ... u veegt deze met een papiertje of doek af. De knierol is **vlekkenbestendig!**

Specificaties

- Afmetingen: 50 x 17 x 13 cm
- Afwasbaar en desinfecteerbaar.
- Te wassen in de wasmachine op 30°C.
- De overtrek is afgewerkt met een rits.
- Kussen + overtrek inbegrepen.

Je knierol is vacuüm verpakt, dus het schuim kan tijdelijk vervormd zijn. Verwijder bij ontvangst voorzichtig de verpakking en laat de knierol een paar uur 'rusten'. Het schuim neemt dan zijn oorspronkelijke vorm weer aan.