

Powerweb Combo - beige + rood - extra licht + medium

gymna

Art: 531010 | Merk: [MOVES](#)



Productinformatie

Oefeninstrument voor vinger, hand, pols en onderarm.

De Power-Web Combo biedt twee weerstanden in één aan.

Toepassingsmogelijkheden:

- laat alle gewrichtsbewegelijkheid toe, zoals flexie, extensie, oppositie, pronatie, supinatie, ...
- zowel de beide handen tegelijkertijd als 1 vinger kunnen geoefend worden.
- geschikt voor alle groottes en krachtniveaus van handen.

Specificaties

- Ø 36 cm
- gewicht: 450 g