

Manchet Game Ready voor arm/elleboog/kuit

gymna

Art: 580810 | Merk: [GAME READY](#)



Productinformatie

De **manchetten van de Game Ready** zijn een essentieel onderdeel van het **Game Ready koudetherapie- en compressiesysteem**.

De Game Ready manchetten zijn speciaal ontworpen voor **verschillende gewrichten en lichaamsdelen**.

- **ergonomisch ontwerp:** past goed rond het gewricht of lichaamsdeel.
- waterdicht en ademend materiaal voor duurzaamheid en hygiëne.

DUBBELE KAMERTECHNOLOGIE

- hiermee kunnen **zowel koude als compressie** afzonderlijk van elkaar circuleren.

KOUDE THERAPIE (1-10°C)

- ijskoud water stroomt gelijkmatig door de gehele manchet, wat zorgt voor **een uniforme afkoeling**.
- de laagste geregistreeerde huidtemperatuur bedraagt 5°C.
- de **optimale voordelen van cryotherapie** treden op bij temperaturen tussen **4,5°C en 15,5°C**.

COMPRESSIETHERAPIE (5-75 mm Hg)

- de ingebouwde luchtkamer is gekoppeld aan een compressor, die **afwisselend compressie en ontspanning** mogelijk maakt.

MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

- aansluiten op de Game Ready-unit en klaar voor gebruik.

HYGIËNE

- de manchetten zijn voorzien van een afritsbare beschermhoes, die apart verkrijgbaar is.
- SELECTEER HET TYPE MANCHET DAT U NODIG HEEFT HIERNAAST.