

ARTZT Vintage Series - cube

gymna

Art: 577188 | Merk: [ARTZT VITALITY](#)



Productinformatie

Gebruik de ARTZ VINTAGE SERIES CUBE als **zitkubus**, **plyobox** of **stabiliteitstrainer**.

- de zachte schuimstof binnenin de kubus zorgt voor de nodige **instabiliteit** tijdens de (plyometrische) training of geeft het gewenste zit- en ligcomfort!
- de cube is gemaakt van dezelfde hoogwaardige stof als de [Artzt Vintage Series Gym Mat](#).
- op de hoeken zorgen de - met de hand afgewerkte - leren accenten voor de perfecte 'vintage look'.

Specificaties

- Afmetingen: 50 x 50 x 50 cm
- Gewicht: 5,16 kg
- Afwasbaar en/of desinfecteerbaar
- Binnenmateriaal: PUR-schuim
- Leren riem voor gemakkelijk transport
- Gemaakt in Duitsland