

NuStep T6 PRO zit cross trainer

gymna

Art: 507250 | Merk: [NUSTEP](#)



Productinformatie

De **NuStep T6 PRO** is een **revolutionaire 'zit crosstrainer'** - de meest ergonomische onder de crosstrainers - die op een unieke, veilige wijze **een natuurlijke wandelbeweging in revalidatie en training** introduceert.

- hierdoor is wandelen, stappen, lopen en trainen - **IN ZIT** - met **zowel onderste als bovenste ledematen** mogelijk, samen of apart.
- **contralaterale beweging**: de beweging van de arm is gekoppeld aan het tegenovergestelde been.

GESCHIKT VOOR IEDEREEN

- door de **individuele instelbaarheid** is de NuStep T6 PRO **geschikt voor iedereen**, - ongeacht leeftijd, niveau, fysisch vermogen en doelstellingen.
- de NuStep T6 PRO is o.a. inzetbaar in de **neurologische, geriatrie, orthopedische en cardiale revalidatie; ook ideaal bij obesitas**.
- **plaatsnemen vanuit een ROLSTOEL VORMT GEEN PROBLEEM**
 - dankzij de **zetel die 360° kan draaien** (vast te zetten in intervals van 45°).
 - en de opklapbare armsteunen.
- comfortabele stoel met **inclineerbare rugleuning (12°)**.

MINIMALE BELASTING

- de **low impact beweging** garandeert een minimale belasting van de gewrichten.
- **zitpositie eenvoudig aan te passen aan beenlengte** d.m.v. ring onder de stoel.
- onmiddellijke 'freewheeling' mogelijk.
- staplengte wordt bepaald door de gebruiker.
- **biomechanisch correcte trainingspositie**.

COMFORTABEL EN VEILIG

- makkelijke en veilige toegang
 - **zeer lage instap**: ca. 8 - 10 cm.
 - 'stride lock' systeem: om **armen en pedalen te blokkeren** tijdens het opstappen.
 - stevige grijpring voor **extra steun**.
- zitting verstelbaar over 38 cm (glijdt voorwaarts/achterwaarts).
- **eenvoudige 'clip' sluitingen** voor instelling van de lengte van de armen
 - handgrepen 40° roteerbaar voor een makkelijke grip.
- **extra grote voetschalen** in kunststof met anti-slip oppervlak.
 - standaard uitgerust met makkelijk verstelbare **voetfixatieriemen**.

DISPLAY MET OMGEVINGSVIDEO'S

- groot en duidelijk **full color touchscreen** met dubbele functie
 - **het bovenste scherm** biedt een motiverende interface met verschillende trainingsprogramma's: quick start, pace partner, trail runner (met omgevingsvideo's).
 - **het onderste scherm** biedt een overzicht van trainingsdata: tijd, level, hartslag, afstand, wattage, ...
- auditieve feedback met volume controle.
- weergave zitpositie op het scherm.

ERGONOMISCHE FIXATIES (opties)

- optionele toebehoren zorgen voor een goede en ergonomische fixatie van **eventueel verzwakte ledematen**.
- handen: [Wellgrip links](#) en [Wellgrip rechts](#).
- benen: [beenstabilisator](#) (p. st) - [fixatieband M](#) beenstabilisator - [fixatieband L](#) beenstabilisator.

TRANSPORTER (optie)

- [hulpstuk](#) voor het makkelijk verrijden van de NuStep T6 PRO.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **eenvoudige opstart**: systeem 'ontwaakt' door te stappen of het aanraken van het touchscreen.
- elektro-magnetische weerstand: 0 - 1400 W - **15 weerstandsniveaus**.
- hartslagmeting via Bluetooth ([polar H9 borstband](#), niet meegeleverd).
- data-opslag en data-export via USB.
- taal instelbaar op het display.
- afmetingen (LxBxH): 185 x 86 x 132 cm - gewicht: 129 kg.
- **max. gebruikersgewicht: 227 kg - max. gebruikerslengte: 200 cm**.
- stelvoetjes onder het frame.
- voorzien van 2 transportwieltjes en een transporthandgreep.
- netstroom nodig voor continue voeding van het display (netstroomadapter meegeleverd).