

Kwell Plyobox Pro mini - 35 x 45 x 55 cm

Art: 579020 | Merk: KWELL

gymna

€ 300,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Oefenen met een plyobox was nooit zo veilig! Vergeet metalen en houten structuren, de Kwell Plyobox is speciaal ontwikkeld om kwetsuren te vermijden en zelfs de zwaarste training comfortabel te maken.

- 2 modellen verkrijgbaar: 35 x 45 x 55 cm of 50 x 60 x 75 cm.
- kies uit de 3 verschillende hoogtes van de Kwell Plyobox en doe verschillende oefeningen met 1 enkele box!
- sprongoefeningen, agility, kracht, proprioceptie, gewrichtsmobiliteit,... op de gewenste hoogte.
- juist dankzij zijn 3 verschillende hoogtes per model en zijn solide structuur past deze plyobox in het oefenschema van verschillende patiënten en sporters: het enige wat u moet doen is hem omdraaien.
- kwalitatief materiaal, comfortabel om aan te raken, mooi en duurzaam.
- verbeterd anti-slip oppervlak voor een veilige en stevige 'grip'.