

CureTape Cutter - snijapparaat stroken kinesiotope **gymna**

Art: 575988 | Merk: CURETAPE

€ 49,95 €69,95

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De **CureTape Cutter** is een handig apparaat om zeer **snel rechte en smalle stroken tape** te snijden uit een rol kinesiotope van 5cm breed. Maak de keuze om 2, 3, 4 of 5 stroken te snijden of combinaties.

Ideaal voor therapeuten die veel werken met smallere stroken tape: het **bespaart enorm veel kostbare tijd** en krijgt een super strak resultaat na het snijden. Kortom, een must voor elke taper!

HOE WERKT HET?

Knip de gewenste lengte van de stroken af en breng de tape in het apparaat. Druk op de knop met de gewenste stroken en trek de strook tape door het apparaat. U kunt instellen of je 2, 3, 4 of 5 stroken wilt snijden. Ook combinaties zijn mogelijk, de X-tape en inktvis vorm. Bekijk de video en ontdek de mogelijkheden van dit handige snij apparaat voor elastische tape.

Smalle stroken tape worden vaak gebruikt voor lymfetoepassingen, zwellingen en het behandelen van littekens. Het bespaart veel knipwerk, de stroken tape zijn steeds van dezelfde breedte en er is **minder tapeverlies**.

