



Productinformatie

Praktische trolley speciaal ontworpen voor de Gymna Ultrasound compact en Gymna Acure.

De uitsparingen in de bovenste legger zorgen voor een veilige basis voor beide toestellen, zonder risico op verschuiven of vallen.

ALGEMENE KENMERKEN

- compact, veilig en stabiel.
- makkelijk te reinigen en desinfecteren.
- standaard uitgerust met twee leggers, waarvan 1 met inlegblad voor toestel en 1 met schuiflade.
- twee handgrepen voor bewegingsvrijheid.
- stevige centrale kolom voor het verbergen en beschermen van de voedingskabel.
- afneembare kabelhouder voor het netjes opbergen van uw kabels.
- afneembare fleshouder voor contactgel, kan zowel links als rechts gemonteerd worden, fles rechtop of ondersteboven.
- 4 vergrendelbare zwenkwielen, waarvan 2 met rem - om vrij en gemakkelijk te manoeuvreren.
- kleur: wit.
- Optionele accessoires:
 - art. 368027: extra legger met schuiflade.
 - art. 368016: afneembare steun voor kophouder (incl. 1 kophouder)
 - art. 368112: US compact kophouder