

Acupro naald met geleider - 0.3 x 50 mm (200 st)

gymna

Art: 580075 | Merk: ACUPRO

€ 12,99

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Deze **Acupro naalden met geleider**, met zeer goede prijs-kwaliteitverhouding, zijn vervaardigd uit chirurgisch staal met een comfortabel, verend aluminium handvat voor een betere grip.

Specificaties

- Ze zijn beschikbaar in verschillende lengtes en diktes, mét geleider.
- Een doos bevat **200 naalden**.
- Elke naald is afzonderlijk en steriel verpakt.
- Geschikt voor acupunctuur, dry needling en EPTE.