

Thera-Trainer Toro 670 - gerobotiseerde fietstrainer **gymna**

Art: 563700 | Merk: **THERATRAINER**



Productinformatie

De **Thera-Trainer Toro** is het nieuwste trainingshulpmiddel voor actieve en passief ondersteunde beweging van zowel onderste als bovenste ledematen. Deze **innovatieve gerobotiseerde bewegingstrainer** is ontworpen **voor en door professionals** en speelt dan ook perfect in op de wensen van therapeuten. Het voldoet aan alle professionele eisen - zonder compromissen - en blinkt uit in gebruiksgemak en veiligheid. De doelgerichte gamificatie en video-routes helpen om ook de patiënten gemotiveerd en betrokken te houden bij hun revalidatie.

De Toro bevordert het functioneel herstel bij een heel grote patiënten doelgroep. Indicaties zijn o.a. CVA (hemiplegie), para- en tetraplegie, MS, Parkinson, Cerebral Palsy, cardiale revalidatie, ondersteuning bij nierdialyse, algemene deconditionering...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- krachtige, stille motor voor soepele overgang van passief ondersteund naar actief werken
- ultiem gebruiksgemak: radiusverstelling, verwisselen van accessoires, elektrische hoogte-instelling, aanpassing van arm- naar beentrainer – alles gebeurt in 1 klik
- veilig: geïntegreerde kantelbeveiliging en protective stopfunctie visuele feedback via LED om de patiënt vanop afstand te observeren
- hygiënisch: gesloten structuur van zowel toestel als accessoires en de juiste materiaalkeuze maken het geheel makkelijk te reinigen en desinfecteren
- makkelijk verplaatsbaar naar verschillende ruimtes dankzij het stabiele ontwerp met brede basis en grote zwenkwielen

- voorzien van handige ophangpunten voor accessoires zodat die nergens achterblijven
drempelloze toegang, geschikt voor vrijwel alle soorten rolstoelen – geen transfer nodig
automatische instaphulp (de voetschalen staan altijd in de juiste positie)
- geprofileerde grote voetschalen standaard voorzien van wegklapbare voetfixaties en gepolsterde
kuitschalen.
- 3-traps radiusverstelling van de pedaalarmen: 55 mm, 85 mm en 115 mm – in te stellen zonder
gereedschap
- interactieve software met verschillende mogelijkheden: assessments, symmetrie-oefeningen,
krachtoefeningen, uithoudingstraining met behulp van motiverende exergames en videoroutes
- trainingsoverzicht en evaluatie
- unilaterale training (bij bv. amputaties) mogelijk met automatische herkenning en uitschakeling
van de symmetriemodus

STANDAARD UITRUSTING

- basisunit Toro met:
 - geïntegreerde kantelbeveiliging
 - mobility chassis
 - elektrische hoogteverstelling
 - accessoirehouders
- quick release radius adapter
- voetschalen
- wegklapbare voetfixaties (art. 510757)
- gepolsterde kuitschalen (art. 563716)
- controle- en display-unit met:
 - Toro software
 - videoroutes

Specificaties

- 10" kleurentouchscreen met Toro professional software en 50 videoroutes
- elektrische hoogteverstelling van de aandrijfunit
- motor met piekvermogen van 250 Watt, draaiend naar voor en achter
- afmetingen (L x B x H): 82-101 x 85,5 x 100-137 cm
- gewicht: +/- 63 kg
- max. gebruikersgewicht: 180 kg
- lichaamslengte gebruiker: 110 - 200 cm
- CE volgens medische richtlijn MDR 2017/715, klasse IIa